

REF 10651 12 X FRASCOS DE 5 mL

**CALIBRADOR QUÍMICO**

Cada ampola contém 5 mL de pó calibrador multicomponente, baseado em soro humano liofilizado.

**INDICAÇÃO DE USO**

Utilizado como calibrador em análises de química clínica do Analisador Químico EasyRA Medica.

**PRECAUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA**

O material de origem humana do qual este produto foi derivado e testado em caráter de doador único, e determinado como não-reagente para HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV e HIV-1Ag.

Entretanto, como nenhum método pode oferecer certeza absoluta em relação à ausência de agentes infecciosos, este material e todas as amostras de pacientes devem ser manuseados e descartados como se pudessem potencialmente transmitir doenças infecciosas.

**INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE**

O calibrador seco permanecerá estável até a data de validade informada no rótulo desde que armazenado a 2-8 °C. Após a reconstituição, armazene o calibrador fechado a 2-8 °C. Os componentes do calibrador são estáveis por:

Bilirrubina e ferro diretos e totais: 1 dia, armazenados no escuro a 2° - 8°C.

Outros analitos: 5 dias, armazenados a 2° - 8°C.

**INSTRUÇÕES DE USO**

1. Antes da reconstituição, permita que a ampola aqueça até a temperatura ambiente.
2. Reconstitua cuidadosamente cada uma das ampolas de soro liofilizado com exatamente 5 mL de água grau reagente à temperatura ambiente usando uma pipeta volumétrica.
3. Recoloque a rolha e deixe o calibrador em repouso por 20 minutos, agitando ocasionalmente.
4. Antes de colher a amostra, misture a ampola delicadamente com vários movimentos circulares para garantir a homogeneidade. NÃO AGITE.

Os volumes de calibrador de amostra são os seguintes:

1. Se estiver calibrando um único analito, use 0,2 mL de calibrador em um copo de amostra de 2 mL.
2. Se estiver calibrando 1 a 5 analitos, use 0,5 mL de calibrador em um copo de amostra de 2 mL.
3. Se estiver calibrando 5 a 14 analitos, use 1,0 mL de calibrador em um copo de amostra de 2 mL.

**VALORES ATRIBUÍDOS**

A tabela a seguir contém os valores atribuídos a cada analito:

Lote Nº 21305 Validade: 2025-09-30

| Analito: | Valor atribuído | Unidade |
|----------|-----------------|---------|
| ALB      | 4,1             | g/dL    |
| DBIL     | 3,40            | mg/dL   |
| TBIL     | 4,67            | mg/dL   |
| Ca       | 9,86            | mg/dL   |
| CHOL     | 210             | mg/dL   |
| CREA     | 3,52            | mg/dL   |
| GLU H    | 197             | mg/dL   |
| GLU T    | 197             | mg/dL   |
| FE       | 185             | µg/dL   |
| LIP      | 104,9           | µ/L     |
| MG       | 3,20            | mg/dL   |
| PHOS     | 5,00            | mg/dL   |
| TP       | 6,2             | g/dL    |
| TRIG     | 121             | mg/dL   |
| BUN      | 36,4            | mg/dL   |
| URIC     | 5,20            | mg/dL   |