

REF 10793 12 X FRASCOS DE 5 mL, NÍVEL A

MATERIAL PARA CQ DE QUÍMICA/ELECTRÓLITOS

Cada ampola contém 5 mL de pó multicomponente para CQ, baseado em soro humano liofilizado.

INDICAÇÃO DE USO

Utilizado como material de controle de qualidade nas análises de química clínica do Analisador Químico EasyRA® Medica.

PRECAUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA

O material de origem humana do qual este produto foi derivado, foi testado em caráter de doador único e determinado como não-reagente para HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV e HIV-1 Ag. Entretanto, como nenhum método pode oferecer certeza absoluta em relação à ausência de agentes infecciosos, este material e todas as amostras de pacientes devem ser manuseados e descartados como se pudessem potencialmente transmitir doenças infecciosas.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

O material de CQ seco permanecerá estável até a data de validade informada no rótulo desde que armazenado a 2-8 °C. Após a reconstituição, armazene o material de CQ fechado a 2-8 °C. Os componentes do material de CQ são estáveis por:

Bilirrubina direta e total: 3 dias, armazenados no escuro a 2-8 °C.

Outros analitos: 5 dias, armazenados a 2-8 °C.

Obs.: Os níveis de ALP aumentarão durante o período de estabilidade.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes da reconstituição, permita que a ampola aqueça até a temperatura ambiente.
2. Reconstitua cuidadosamente cada uma das ampolas de soro liofilizado com exatamente 5,0 mL de água grau reagente à temperatura ambiente, usando uma pipeta volumétrica.
3. Recoloque a rolha e deixe o controle descansar por 20 minutos, misturando ocasionalmente.
4. **Antes de coletar a amostra, agite delicadamente o frasco várias vezes para assegurar a homogeneidade. NÃO USE TURBILHONAMENTO.**

Intervalos de CQ

A tabela a seguir contém os intervalos de CQ aceitáveis para cada teste utilizando o Reagente EasyRA Medica apropriado: Nível A, Lote Nº 22250, Validade 2025-07-31

Analito	Unidade	Nível B
ALB	g/dL	2,7 (2,4 – 3,0)
ALP	U/L	73 (61 – 85)
ALT	U/L	45,1 (38,1 – 52,1)
AMY	U/L	49 (42 – 56)
AST	U/L	44,4 (38,4 – 50,4)
DBIL	mg/dL	0,43 (0,13 – 0,73)
TBIL	mg/dL	0,89 (0,69 – 1,09)
CA	mg/dL	8,13 (7,43 – 8,83)
CO ₂	mmol/L	7,8 (4,8 – 10,8)
CHOL	mg/dL	79 (67 – 91)
CK	U/L	111 (91 – 131)
CREA	mg/dL	0,89 (0,69 – 1,09)
FE	µg/dL	69 (49 – 89)
GGT	U/L	41 (37 – 45)
GLUH	mg/dL	90 (84 – 96)
GLUT	mg/dL	92 (86 – 98)
HDL	mg/dL	21 (16 – 26)
LDH	U/L	87 (72 – 102)
LDL	mg/dL	39 (34 – 44)
LIP	U/L	73,8 (58,8 – 88,8)

MG	mg/dL	1,31 (1,11 – 1,51)
PHOS	mg/dL	4,16 (3,76 – 4,56)
TIBC	μg/dL	245 (215 – 275)
TP	g/dL	4,1 (3,6 – 4,6)
TRIG	mg/dL	104 (96 – 112)
BUN	mg/dL	11,1 (8,1 – 14,1)
URIC	mg/dL	3,48 (2,78 – 4,18)
Na+	mmol/L	116,7 (111,7 – 121,7)
K+	mmol/L	3,82 (3,52 – 4,12)
Cl-	mmol/L	83,7 (78,7 – 88,7)
Li+	mmol/L	0,68 (0,38 – 0,98)