

REF 10657 DEPÓSITOS DE 3 X 1 ml PARA NIVEL DE CALIBRACIÓN 1
DEPÓSITOS DE 3 X 1 ml PARA NIVEL DE CALIBRACIÓN 2

CONJUNTO DE CALIBRADORES QUÍMICOS PARA PRUEBA DE TIBC

Cada frasco contiene preparaciones liofilizadas con aditivos y estabilizadores no reactivos en dos niveles diferentes (bajo y alto) de TIBC, en función del material de origen humano.

USO PREVISTO

El conjunto de calibradores para prueba de TIBC se usa para la calibración del ensayo de TIBC de Medica en el analizador de química clínica EasyRA®. Solo es apto para diagnóstico *in vitro*. Solo es apto para uso profesional.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Se deben respetar las precauciones habituales cuando se manipulen reactivos de laboratorio.
2. El material de origen humano de donde deriva este producto se sometió a prueba y resultó ser no reactivo para el antígeno superficial de la hepatitis B (HBsAg), los anticuerpos anti VIH 1 / 2, anti VHC (virus de la hepatitis C) y el antígeno del VIH-1. Sin embargo, como ningún método puede garantizar seguridad completa con respecto a la ausencia de agentes infecciosos, este material y todas las muestras de los pacientes se deben manipular y desechar como si se trataran de materiales capaces de transmitir enfermedades infecciosas. Consulte el Manual de salud del Instituto Nacional titulado "Bioseguridad en laboratorios biomédicos y de microbiología", 2ª ed., 1988.
3. No tome la pipeta con la boca. Evite la ingesta y el contacto con la piel.
4. Los calibradores de este kit contienen azida sódica como conservante. La azida sódica puede formar compuestos explosivos en las tuberías de drenaje metálicas. Cuando deseche el material por las cañerías, enjuague con abundante agua.

INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Antes de la reconstitución, los calibradores se mantienen estables hasta la fecha de vencimiento que figura en la etiqueta si se almacenan sin abrir a una temperatura de entre 2 y 8 °C. Después de la reconstitución, se debe almacenar el calibrador cerrado a una temperatura de entre 2 y 8 °C. Los calibradores abiertos se mantienen estables durante 10 días a una temperatura de entre 2 y 8 °C.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de la reconstitución, deje que los frascos alcancen la temperatura ambiente.
2. Reconstituya con cuidado cada frasco de suero liofilizado con una cantidad exacta de 1,0 ml de agua de calidad de reactivo a temperatura ambiente.
3. Cierre el frasco y déjelo estabilizar durante 30 minutos. Mezcle con movimientos suaves o por inversión. Revise para determinar si el material se disolvió completamente. **No agite.**

ASIGNACIÓN DE VALORES

La tabla que figura a continuación proporciona los valores asignados para los calibradores de prueba de TIBC:

Lote n.º 24233 Fecha de vencimiento: 2025-11-30

Analito:	Valor asignado	Unidades
EasyCal para TIBC (Nivel 1)	107	µg/dL
EasyCal para TIBC (Nivel 2)	729	µg/dL