

REF 10657 NIVEAU DE CAL. 1 3 FLACONS de 1mL
NIVEAU DE CAL. 2 3 FLACONS de 1mL

MULTI-ETALON CHIMIQUE TIBC

Chaque flacon contient des préparations lyophilisées avec des stabilisateurs non réactifs et des additifs à deux niveaux de TIBC différents, à savoir bas et haut, selon la matière d'origine humaine utilisée.

UTILISATION PREVUE

L'ensemble multi-étalon TIBC est destiné à l'étalonnage du dosage de TIBC de Medica avec l'analyseur chimique clinique EasyRA®. Pour diagnostic *in vitro* uniquement. Pour usage professionnel uniquement.

MESURES DE SECURITE ET AVERTISSEMENTS

1. Les précautions habituelles doivent être prises lors de la manipulation de réactifs de laboratoire.
2. La matière d'origine humaine à partir de laquelle ce produit a été préparé a été testée et a donné un résultat négatif pour l'antigène HBsAg, les anticorps anti-VIH 1/2 et anti-VHC, et l'antigène VIH-1. Cependant, aucune méthode de pouvant totalement garantir l'absence d'agents infectieux, cette matière et tous les échantillons de patients doivent être manipulés et traités comme s'ils étaient en mesure de transmettre des maladies infectieuses. Voir le Manuel de l'Institut national de santé « Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories » 2^{ème} éd., 1988
3. Ne pas pipeter les produits à la bouche. Éviter toute ingestion et tout contact avec la peau.
4. Les étalons présents dans ce kit contiennent des conservateurs à base d'azoture de sodium. L'azoture de sodium peut former des composés explosifs lorsqu'il est au contact du métal présent dans les canalisations. Lors que vous évacuez les matières par la plomberie, rincer abondamment avec de l'eau.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MANIPULATION, LE STOCKAGE ET LA STABILITÉ

Avant la reconstitution, les étalons sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette, dans la mesure où ils sont conservés dans leur récipient non ouvert entre 2 et 8 °C. Après la reconstitution, conservez l'étalon dans son récipient fermé entre 2 et 8 °C. Les étalons ouverts sont stables pendant 10 jours entre 2 et 8 °C.

MODE D'EMPLOI

1. Avant la reconstitution, laisser les flacons atteindre la température ambiante.
2. Avec précaution, reconstituer chaque flacon de sérum lyophilisé avec précisément 1 ml d'eau de qualité réactif à température ambiante.
3. Fermer le flacon et laisser reposer 30 minutes. Mélanger en faisant tourner lentement le contenu ou en retournant le flacon délicatement. Examiner le flacon pour vérifier que toute la matière est dissoute. **Ne pas agiter.**

VALEUR ASSIGNÉE

Le tableau ci-dessous contient les valeurs assignées aux étalons TIBC :

Lot n° 24233 Date de péremption : 2025-11-30

Analyte :	Valeur assignée	Unités
EasyCal TIBC niveau 1	107	µg/dL
EasyCal TIBC niveau 2	729	µg/dL