

REF 10657 **УРОВЕНЬ КАЛИБРОВКИ 1 ФЛАКОНЫ 3 x 1 МЛ**
УРОВЕНЬ КАЛИБРОВКИ 2 ФЛАКОНЫ 3 x 1 МЛ

МУЛЬТИКАЛИБРАТОР ТІВС ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Каждая ампула содержит лиофилизированный препарат ТІВС, изготовленный на основе исходного человеческого материала, со стабилизаторами и добавками, не вступающими в реакцию, двух разных уровней концентрации — низкого и высокого.

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор мультикалибратора ТІВС предназначен для калибровки анализа Medica ТІВС в клиническом биохимическом анализаторе EasyRA®. Только для диагностического применения in vitro. Только для профессионального применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. При обращении с лабораторными реагентами необходимо соблюдать общепринятые меры предосторожности.
2. Исходный человеческий материал, из которого был получен данный продукт, был протестирован и оказался отрицательным по HBsAg, anti-HIV 1/2, anti-HCV и HIV-1 Ag. Тем не менее, ни один из методов не может гарантировать полного отсутствия возбудителей инфекций, поэтому данный материал и все полученные от пациентов образцы следует обрабатывать и утилизировать по правилам обращения с инфекционно опасным материалом. См. Руководство Национального института здравоохранения США Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories, 2nd ed., 1988.
3. Не отмеривайте реагенты пипеткой с помощью рта. Избегайте проглатывания и контакта реагентов с кожей.
4. Калибраторы данного набора содержат азид натрия в качестве консерванта. Азид натрия может образовывать взрывоопасные соединения в металлических дренажных линиях. При утилизации материала через водопроводную арматуру смывайте его большим количеством воды.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И СТАБИЛЬНОСТИ

Перед восстановлением калибраторы стабильны до даты истечения срока годности на этикетке, если хранятся в нераспечатанном виде при температуре 2—8° С. После восстановления храните калибратор закрытым при температуре 2—8° С. Открытые калибраторы сохраняют стабильность в течение 10 дней при температуре 2—8° С.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед восстановлением согрейте ампулы при комнатной температуре.
2. Осторожно разведите каждую ампулу лиофилизированной сыворотки при помощи ровно 1,0 мл воды для разведения реагента комнатной температуры.
3. Закройте ампулу и дайте ей постоять в течение 30 минут. Перемешайте легкими вращательными движениями или переворачиванием. Убедитесь в полном растворении материала. **Не встряхивайте пробирку.**

АТТЕСТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

В таблице ниже содержатся аттестованные значения для калибраторов ТІВС:

Партия № 24233 Годен до: 2025-11-30

Анализируемое вещество:	Аттестованное значение	Единицы
EasyCal ТІВС, уровень 1	107	мкг/дл
EasyCal ТІВС, уровень 2	729	мкг/дл