

REF 10657 KAL DÜZEYİ 1 3 X 1mL ŞİŞE
KAL DÜZEYİ 2 3 X 1mL ŞİŞE

KİMYA TIBC ÇOKLU KALİBRATÖRÜ

Her bir şişe, düşük ve yüksek olmak üzere iki farklı düzeyde, insan kaynaklı materyal bazlı TIBC'nin reaktif olmayan dengeleyiciler ve katkıları içeren liofilize preparatlarını içerir.

KULLANIM AMACI

TIBC Çoklu Kalibratör setinin, EasyRA® Clinical Chemistry Analyzer üzerinde Medica TIBC miktar tayini kalibrasyonunda kullanımı amaçlanmıştır. Yalnızca *in vitro* teşhis amaçlı kullanım içindir. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

1. Laboratuvar reaktiflerini işlerken normal önlemlerin izlenmesi gerekir.
2. Bu ürünün elde edildiği insan kaynaklı materyal, HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV ve HIV-1 Ag için test edilmiş ve reaksiyon vermediği tespit edilmiştir. Ancak, enfeksiyöz ajanların yokluğuna dair tam güvence verebilecek bir yöntem mevcut olmadığından, bu materyal ve tüm hasta numuneleri, enfeksiyöz hastalık bulaştırma olasılığı varmış gibi işlenmeli ve atılmalıdır. Bkz. National Institute of Health Manual "Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories," 2nd ed., 1988
3. Ağızla pipetlemeyin. Ağızla ve ciltle temastan kaçınin.
4. Bu kitteki kalibratörler koruyucu olarak sodyum azit içerir. Sodyum azit, metal boşaltma hatlarında patlayıcı bileşimler oluşturabilir. Materyali boru tesisatı fişstürleri yoluyla atarken, bol miktarda suyla çalkalayın.

İŞLEME, SAKLAMA ve STABİLİTE ile ilgili talimatlar

Kalibratörler sulandırılmadan önce, 2 - 8°C sıcaklıkta açılmadan saklandığında etiket üzerindeki son kullanma tarihine kadar stabildir. Sulandırıldıktan sonra kalibratörü kapalı olarak 2 - 8°C sıcaklıkta saklayın. Açılan kalibratörler 2 - 8°C sıcaklıkta 10 güne kadar stabildir.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Sulandırmadan önce, şişelerin ortam sıcaklığına gelmesine izin verin.
2. Her bir liofilize serum şişesini, ortam sıcaklığına getirilmiş tam olarak 1.0 mL ölçüsünde olan reaktif saflığındaki su ile dikkatli bir şekilde sulandırın.
3. Şişeyi kapatın ve 30 dakika süresince bu şekilde kalmasına izin verin. Döndürerek veya ters çevirerek yavaşça karıştırın. Materyalin tamamen çözünüp çözünmediğini denetleyin. **Çalkalamayın.**

DEĞER ATAMA

Aşağıdaki tablo, TIBC Kalibratörleri için atanan değerleri içermektedir:

Lot No. 24233 Son Kullanma Tarihi: 2025-11-30

Analit:	Atanan Değer	Birimler
EasyCal TIBC Düzey 1	107	µg/dL
EasyCal TIBC Düzey 2	729	µg/dL