

# MEDICA CALBRATORE PER CREATININA URINARIA

REF 10652      1 FLACONE DA 10 ml

## CALBRATORE PER CREATININA URINARIA

Fiale contenenti ciascuna 10 ml di creatinina in 0,10N di acido cloridrico.

## USO PREVISTO

Da usare come calibratore nel test della creatinina urinaria sull'analizzatore chimico Medica EasyRA.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Seguire buone prassi di laboratorio.

## ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA STABILITÀ

Il calibratore liquido si mantiene stabile fino alla data di scadenza se conservato ad una temperatura di 2-8° C.

Dopo l'apertura, il calibratore deve essere conservato chiuso a 2-8° C.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Pronto all'uso.

## ASSEGNAZIONE VALORI


Nella tabella seguente sono indicati i valori assegnati al calibratore per la creatinina urinaria:

N° lotto: 24141      Scadenza: 2025-05-20

| Analita:   | Valore assegnato | Unità |
|------------|------------------|-------|
| Creatinina | 150,40           | mg/dl |



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive  
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague, The Netherlands