

MEDICA CREA-U CAL

REF 10652 1 X 10 mL PÝPE

ÝDRAR KREATİNİN KALÝBRATÖRÜ

Flakonlarýn her biri 0,10N hidroklorik asit içinde 10 mL Kreatinin içerir.

KULLANÝM AMACI

Medica EasyRA Chemistry Analyzer ile yapılan Medica Ýdrar Kreatinin testinde Ýdrar Kreatinin kalibratörü olarak kullanmak içindir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILARI

Ýyi laboratuvar uygulamalarýný izleyin.

ÝPLEME, SAKLAMA VE STABÝLYTE İLE İLGİLİ TALİMATLAR

Sývý kalibratör, 2°-8°C sýcaklýkta saklandýđýnda etiket üzerindeki son kullanma tarihine kadar stabildir.

Kalibratör, açýldýktan sonra 2°-8°C'de saklanmalýdır.

KULLANÝM TALİMATLARI

Kullanýma hazır.

DEĐER TAYÝNÝ


Apađýdaki tablo Ýdrar Kreatinin Kalibratörü için atanmýp deđerleri içermektedir:

Lot No. 24141 Son Kullanma Tarihi: 2025-05-20

Analit:	Atanmýp Deđer	Birim
Kreatinin	150,40	mg/dL



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands