

MEDICA ÉTALON CREA-U

REF 10652 FLACONS DE 10 mL

ÉTALON CRÉATININE URINAIRE

Chaque flacon contient 10 mL de créatinine dans 0,10N d'acide chlorhydrique.

UTILISATION PRÉVUE

Utilisé comme étalon Créatinine urinaire dans le dosage de la créatinine urinaire sur l'analyseur chimique Medica EasyRA.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Respecter les bonnes pratiques de laboratoire.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MANIPULATION, LE STOCKAGE ET LA STABILITÉ

Le produit étalon sous forme liquide est stable jusqu'à la date de péremption figurant sur l'étiquette, à condition d'être stocké entre 2 et 8 °C.

Après ouverture, l'étalon doit être conservé fermé entre 2 et 8 °C.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.

ASSIGNATION DES VALEURS


Le tableau ci-dessous contient la valeur assignée à l'étalon Créatinine urinaire :

Lot N° 26086 Date de péremption : 2027-03-27

Analyte :	Valeur assignée	Unités
Créatinine	146,7	mg/dL



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands