

MEDICA CALIBRADOR CREA-U CAL

REF 10652 1 X FRASCOS DE 10 mL

CALIBRADOR DE CREATININA URINÁRIA

Cada ampola contém 10 mL de Creatinina em 0,10N de ácido clorídrico.

INDICAÇÃO DE USO

Para utilização como calibrador de Creatinina Urinária para o teste de Creatinina Urinária do Analisador Químico EasyRA Medica.

PRECAUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA

Siga as boas práticas de laboratório.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

O calibrador líquido permanece estável até a data de validade informada no rótulo desde que armazenado a 2–8 °C.

Após aberto, armazene o calibrador em frasco fechado a 2–8 °C.

INSTRUÇÕES DE USO

Pronto para o uso.

VALORES ATRIBUÍDOS


A tabela a seguir contém os valores atribuídos do calibrador de Creatinina Urinária:

Lote N° 26086 Validade: 2027-03-27

Analito:	Valor Atribuído	Unidade
Creatinina	146,7	mg/dL



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands